

MANUAL DEL EVALUADOR

K-BIT Protocolo Cognitivo v0.8.0

Guía paso a paso para aplicación, registro, puntuación e informes

Principio de privacidad durante la aplicación. La vista compartida con el evaluado debe permanecer en Presentación discreta. En ese modo la aplicación no muestra 0/1, palabras “correcta/incorrecta”, claves profesionales, conteos de aciertos ni mensajes de corrección. El evaluador registra la puntuación de forma privada mediante teclado o abre el panel completo solo cuando la pantalla no está a la vista del evaluado.

1. Antes de comenzar

1. Verifique que el material corresponde al K-BIT clásico español y no a KBIT-2/KBIT-2 Revised.
2. Registre los datos reales del evaluado, fecha de nacimiento y fecha de aplicación. La app calcula la edad y selecciona el baremo.
3. Registre motivo y contexto de evaluación. Los datos identificables permanecen localmente; el paquete para IA utiliza alias.
4. Coloque la pantalla de forma que el evaluado vea el estímulo con claridad. Mantenga la corrección fuera de su vista.
5. Active Presentación discreta antes de girar o compartir la pantalla con el evaluado.

Presentación discreta y panel del evaluador

- Presentación discreta es el modo recomendado durante toda la administración.
- No aparecen 0/1, claves, “correcta/incorrecta”, estadísticas de aciertos, baremo ni mensajes que permitan inferir desempeño.
- En respuestas verbales, transcriba la respuesta y puntúe privadamente con Alt+1 o Alt+0. Estos atajos funcionan incluso mientras el cursor permanece en el campo de respuesta.
- Alt+N registra una incidencia/no administrado. En Matrices también puede usar las teclas A-H cuando el foco no está dentro de un campo de texto.
- El indicador visible solo informa “Registro guardado”; nunca revela el valor asignado.
- Use el botón de candado para abrir el panel completo únicamente cuando el evaluado no pueda verlo.

2. Vocabulario expresivo

Edad	Inicio
4-5 años	Ítem 1
6 años	Ítem 6
7 años	Ítem 11
8 años	Ítem 16
9-10 años	Ítem 21
11-12 años	Ítem 26
13-90 años	Ítem 31

6. La app sitúa automáticamente el primer ítem según la edad.
7. Los dos primeros ítems realmente administrados son de aprendizaje. Cuenta la primera respuesta para la puntuación.
8. Complete el primer bloque antes de decidir continuidad. No utilice una regla de fallos consecutivos.
9. Si la respuesta es ambigua, puede pedir una aclaración neutral sin sugerir la solución.
10. En Presentación discreta, transcriba la respuesta y use Alt+1 o Alt+0. El evaluado no ve la corrección.

3. Definiciones

Edad	Ruta
4-7 años	No administrar
8-14 años	Ejemplos A/B → ítem 1
15-90 años	Ejemplos A/B → ítem 6

11. Presente los ejemplos A y B antes de comenzar los ítems puntuables.
12. La app inicia un cronómetro de 30 segundos por ítem. Repetir la pista no reinicia ni pausa el conteo.
13. Una respuesta posterior al límite recibe 0. La autocorrección puede aceptarse si ocurre dentro del tiempo y antes de avanzar.
14. Los dos primeros ítems puntuables administrados son de aprendizaje; se conserva la primera respuesta.
15. En Presentación discreta, el valor 0/1 permanece oculto; use Alt+1 o Alt+0 después de registrar la respuesta.

4. Matrices

Edad	Ejemplo e inicio
4-5 años	Ejemplo A → ítem 1
6-10 años	Ejemplo B → ítem 10
11-90 años	Ejemplo B: correcto → 15 / incorrecto → 10

16. El evaluado puede señalar o indicar verbalmente la alternativa.
17. En la bifurcación del Ejemplo B (11-90 años), con Presentación discreta use Alt+1 si el ejemplo fue correcto o Alt+0 si fue incorrecto; la app selecciona 15 o 10 sin mostrar la corrección.
18. Registre A-H. La app contrasta internamente la alternativa con la clave y guarda 1/0 sin mostrarlo en Presentación discreta.
19. Los dos primeros ítems puntuables posteriores al ejemplo son de aprendizaje.
20. No hay límite específico de tiempo.

5. Retorno, crédito previo y discontinuación

Primer bloque	Inicio en 1	Inicio después de 1
2 o más aciertos	Continuar	Continuar + acreditar ítems previos no administrados
1 acierto	Continuar	Retornar al ítem 1
0 aciertos	Terminar	Retornar al ítem 1

- El K-BIT trabaja por bloques de 4 o 5 ítems.
- La discontinuación se produce cuando todos los ítems de un bloque reciben 0, salvo el primer bloque con inicio posterior a 1, que activa retorno.
- Los ítems administrados después de una discontinuación válida no se suman.
- La app conserva bitácora de inicio, retorno, crédito, tiempos y cierre.

6. Respuestas dudosas e incidencias

- Pronunciación imperfecta en Vocabulario expresivo: no penalizar si la palabra es inequívocamente reconocible.
- Respuesta vaga: solicitar precisión de forma neutral, sin revelar la solución.
- Respuestas múltiples: si no queda clara la definitiva, pedir que elija una.
- Definiciones: la respuesta debe producir la palabra; no exige deletreo perfecto, pero respeta el límite de 30 segundos.
- Cualquier cambio clínico excepcional de inicio, retorno o reaplicación debe documentarse.

7. Revisión y resultados

21. Al terminar, entre en Revisión. Esta pantalla sí es exclusivamente profesional y muestra correctas, incorrectas, créditos, no administrados y trazabilidad.
22. Compruebe que las subpruebas requeridas por edad están cerradas y revise cualquier incidencia.
23. Seleccione el nivel de confianza. La app calcula puntuaciones directas, típicas, percentiles, categoría, intervalos, CI compuesto y discrepancia verbal-no verbal.
24. Puede exportar el protocolo digital y la plantilla original de respuestas para adjuntarlos al expediente.

8. Informes: tres salidas claramente distintas

Vista	Origen	Uso
Informe técnico	Motor local	Resultado formal psicométrico: PD, PT/CI, percentiles, IC, perfil, discrepancia, trazabilidad y cautelas.
Contextual base	Motor local	Integra datos del caso mediante reglas locales; no contiene contenido generado por IA.
Contextual + IA	Texto externo anonimizado + núcleo técnico local	Versión asistida diferenciada; exige pegar una respuesta de IA y validación profesional.

Cómo usar el informe contextual asistido por IA

25. Abra la pestaña Contextual + IA.
26. Copie el prompt completo anonimizado o descargue el paquete IA.
27. Obtenga el informe en el sistema de IA autorizado.
28. Pegue el texto completo en “Texto completo devuelto por la IA”. La previsualización se actualiza inmediatamente.
29. Si no hay texto de IA, la vista muestra “Sin contenido de IA cargado” y NO reemplaza silenciosamente esa ausencia por el informe contextual base.
30. Revise y valide el documento antes de exportarlo. El núcleo psicométrico sigue siendo calculado localmente y no debe ser modificado por la IA.

9. Checklist de cierre

- ☐ La pantalla compartida estuvo en Presentación discreta durante la corrección.
- ☐ Se conservaron las primeras respuestas de los ítems de aprendizaje.
- ☐ Se completó cada primer bloque antes de decidir continuidad o retorno.
- ☐ Se aplicó discontinuación solo por bloque completo de 0.
- ☐ En Definiciones se respetaron los 30 segundos sin reiniciar el reloj.
- ☐ Se registraron aclaraciones, incidencias y desviaciones clínicas.
- ☐ Los informes técnico, contextual base y contextual IA se distinguieron correctamente.
- ☐ El informe asistido por IA fue revisado y validado por el profesional.